

Sat Kit semilavorato

Componi
il busto a misura
di paziente



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Sat Kit semilavorato

Kit semilavorato Sat: il busto diventa Bastano ago, filo e la vostra maestria

**DISPONIBILE
NELLE VARIANTI
BASSO, ALTO O
CON SPALLACCI**
per soddisfare ogni esigenza



Sat kit semilavorato con spallacci

La qualità di un
busto Sat per una
vestibilità ancora
più versatile

su misura... in pochi e semplici passi!



Sat kit semilavorato alto

**SOSTEGNO,
ADERENZA E
COMFORT
DELLA LINEA SAT
GARANTITI**

**IL KIT E' FORNITO
COMPLETO DI
TUTTI I MATERIALI
NECESSARI**

per personalizzare il busto

TRE TAGLIE

per adattarsi a tutte le
conformazioni corporee



Sat kit semilavorato basso



**PERSONALIZZABILE SIA
PER UOMO CHE PER DONNA**



Sat Kit Semilavorato

REF. 123S basso • REF. 122S alto • REF. 136S con spallacci

Codice	REF. 123S basso • REF. 122S alto • REF. 136S con spallacci		
Misura	1	2	3
Taglia	XS - S	M - L	XL - XXL
Circonferenza bacino cm	70 - 95	90 - 115	110 - 135
Colore	beige		



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

OPTION: 9ST012 stecche rinforzate modellabili cm 26 (REF. 123S), cm 30 (REF. 122S), cm 38 (REF. 136S)



REF. 123S basso

Il kit è composto da:

- Busto Semilavorato
- Stecche rinforzate modellabili 26 cm
- Velcro® uncino 50 mm
- Gallone 24 mm
- Bordo elastico



REF. 122S alto

Il kit è composto da:

- Busto Semilavorato
- Stecche rinforzate modellabili 30 cm
- Velcro® uncino 50 mm
- Gallone 24 mm
- Bordo elastico



REF. 136S con spallacci

Il kit è composto da:

- Busto Semilavorato
- Stecche rinforzate modellabili 38 cm
- Velcro® uncino 50 mm
- Gallone 24 mm
- Bordo elastico
- Fettuccia spigato 24 mm
- Spalline imbottite
- Velcrino per spalline



www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE
RO+TEN



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better